

FACIL DE LEER TERMOMETROS DE FRENTE

INSTRUCCIONES

Los termómetros deben usarse en interiores y en temperatura ambiental (aproximadamente 68° - 86°F). Evite la luz solar o calor fuerte cuando tome la temperatura. No tome la temperatura si el individuo ha estado comiendo, tomando o haciendo ejercicio dentro de los últimos 30 minutos debido a la posibilidad de fluctuación de la temperatura.

**1. Despegue el termómetro del respaldo y aplíquelo a la frente limpia/seca.
El color comenzara a desarrollarse dentro de 15 segundos.**

2. Lea el termómetro mientras esta en la frente:

- Verde: temperatura correcta
- Si no ve el color verde, aparecerán los colores azul y bronceado:
Azul: agregue 1°F
Bronceado: reste 1°F

**SIEMPRE CONSULTE CON SU MEDICO
SI TIENE FIEBRE**

**SER ADMINISTRADO SOLO POR
ADULTOS. MANTENER FUERA DEL
ALCANZE DE LOS NIÑOS.**

